

使用日	年	月	日	教室名	
使用時間	時	分～	時	分	支払経費名
					支払代表者 (フルネーム)
内線				使用者 (フルネーム)	
E-mail				備考	
サンプルの種類				感染性 可能性なし・否定できない	印刷枚数 枚
使用蛍光色素					
ソート目的					

点検項目	FACS Aria3	チェック	備考
◎カバーを開ける / PC 起動	BDIS#1		
① FacsAria 起動		Blue・Red・Yellow・Violet	
② DivaSOFT 起動 (本体との通信) <3分後>			
③ カート液量チェック			
④ Prime After Ttank Refill 実行 (省略可)			
⑤ フィルター気泡除去<130u 設定> (省略可)			
⑥ Fluidics Startup 実行 (省略可)			
⑦ フローセル洗浄 <10%コントラッド> (省略可)			
⑧ 起動時メンテナンス実行			
⑨ Stream	I 使用ノズル径	ノズル. 70 85 100 130	
	II Oリングの破損	あり・なし	ノズルNo.
	III 液滴形成		
⑩ 精度管理 CST Check Performance 実行	Sheath Level_____	正常・異常・その他 (
問題なければ使用してください。 (◎から⑩チェック)		TOTAL 判断	
ソート Drop Delary _____	ND	なし・2・4・96・その他 (

シャットダウン

① カバーを開ける		
② Sample Line 洗浄 FlowRate---11<最低 5min>		
③ アスピレーター洗浄		
④ Closed-Loop ノズル装着		
⑤ Dally Shutdown 実行		
⑥ 廃液処理・・・ND: 1.5 確認		

備考

測定 (ソート) 中に詰まりがあった場合は、回数を記入 (必ず、復帰させる事)	
使用中に SOFT が停止した場合、状況を記入 (回数)	
恒温槽の使用 有・無	エアロゾルマネジメントの使用 有・無
満足度 不満 ←————— —————→ 満足	○印してください
希望・クレームお書きください。	

コンタミ防止のためサンプル・廃液および、チューブ・チップ (持込消耗品) は、必ず、各自で処理してください。

Aria SetUp 依頼

- 申込日時： Sheath Press
- 使用者： Sheath Level
- (表面、支払経費：支払代表者記入)
- 希望日時 (スタート時間) Sample Press

<17時に引渡せない場合、電源を落とします。>シャットダウン出来ない方は、17時に電源を落とします。都合上、1時間前から使用料金が発生します。(希望時間 1時間前までにキャンセルない場合は課金)

温調 _____ °C <5°C~40°C>

• Single Cell Sort Plat 穴 その他 (

• Tube 1ml・1.5ml・5ml(2方向・4方向) 15ml (2方向のみ)

ノズル径 70 85 100 130

Option

• ソートのセット Up (AccuDrop ビーズ代 3000 円別途請求します。) -----

• ソート：position SetUp ***事前に Tube/Plat ダミーを必ず持ち込む事***

• その他 (

注意：

時間外に使用の場合、一通り操作できない方への SetUp は行ないません。

DropDely：ソート Position は、変動しますので、ソート直前に再度、実行する事をおススメします。

共同実験室設定記入欄<ND-1.0 1.5 2.0>

	Delay		AreaScal			Drop Delay
Red				Ampl		
Yellow				Freq		
Blue	0	0		Drop1		
Violet				Gap		

FSC windEX

AreaScal

Position:::

Plate Voltage

2 nd	3 rd	4 th	phase

