

Thermo Fisher Cloudでの波形の確認方法

①検索サイトで
Thermo Fisher Connect Platformを検索。

②右上のサインインより
Connect your labを選択。
サインインする。
(初めて使う方はアカウント登録をしてください)

③左上のData connect(フォルダアイコン)を選択。

④初めての人は右上のCreate Projectをクリックし、
名前を付けてCreateをクリック。

Project作成済みの人は
Project名を選択し、Open in Appをクリック。

⑤Import formからMy computerを選択。
PC内のab1ファイルを開く。

⑥左側のQCをクリック。

⑦Noをクリック。

⑧見たいデータにチェックを入れ、
右上のActionからView detailsを選択。

⑨波形が表示されます。
青いエリアを動かすと表示位置が変わります。
タブを切り替えると他の情報も確認できます。
Cancelをクリックすると1つ前の画面に戻ります。

⑩ActionからExport tracesを選択すると
波形をPDF等に変換できます。

⑪DATAをクリックするとファイルの一覧に戻ります。
そのまま終了すると次回Projectを開いたときに
ファイルが残ります。
不要な場合はActionのDelete selectedで削除します。