

液状細胞診システム



ThinPrep® System

ThinPrep®
General Cytology

Results you can rely on

新たに始まるThinPrep®
簡単なサンプリングで確実な検査

細胞診検査標本の品質を飛躍的に向上させた
世界標準のThinPrep®液状細胞診システム



●液状細胞診用採取容器の取り扱い方法

容器の上蓋を開け、ブラシまたは面棒を容器の底に約10回押し付け細胞を回収します。その後冷蔵保存で提出ください。
ブラシ、面棒は容器中に残さないでください。