

微生物検査採取容器一覧										
容器番号	1				2	3	4	5	6	
容器名称	血液培養ボトル				採便容器 (容器3号)	喀痰採取容器 (PSネジ式安全喀痰処理器)	培地付き綿棒 (カルチャースワブ)	滅菌スピッツ	嫌気ポーター	
	好気用	嫌気用	小児用	抗酸菌用						
写真										
材料	血液				糞便	喀痰	咽頭・鼻腔など拭い	尿・気管支洗浄液・穿刺液などの液体検体		
採取量	8~10mL		1~3mL	1~5mL	1mL以上	2mL以上	1オーダーにつき1本	2mL以上 (培養以外は1mL以上)		
対象検査	培養	好気	嫌気							
	検査	真菌								
	検査	抗酸菌								
	検査	抗原検査・ 遺伝子検査				・CDトキシン抗原 ・ノロウイルス抗原 ・ロタウイルス/アデノウイルス抗原 ・CDトキシンB核酸検出			・尿中レジオネラ抗原 ・尿中肺炎球菌荚膜抗原 ・ウイルス・細菌核酸多項目 同時検出 (髄膜炎・脳炎パネル)	
容器番号	7		8		9					
容器名称	咽頭用 乾燥綿棒		鼻・皮膚用 乾燥綿棒		ウイルス 輸送液					
写真										
材料	咽頭ぬぐい		鼻咽頭、皮膚 などのぬぐい		鼻咽頭ぬぐい					
採取量	1オーダーにつき1本		ラベル1枚につき1セット		1オーダーにつき1本					
対象検査	抗原検査・ 遺伝子検査	・A群連鎖球菌抗原 ・アデノウイルス抗原 ・マイコプラズマ抗原		・SARS-CoV-2 ・VZV・HSV ・RSV/hMPV ・インフルエンザウイルス		・SARS-CoV-2核酸検出 (BDマックス・GeneXpert)		・ウイルス・細菌核酸多項目 同時検出(FilmArray)		