

何もかもが新しい“使い捨て”次世代セルソーター

MACSQuant® Tyto®

ミルテニーバイオテクの次世代セルソーター MACSQuant Tytoの実機体感キャンペーンを開催いたします。**装置本体には流路がなく、ディスポーザブルのカートリッジ内でフローソーティングが完結します。**誰でも簡単に扱えるシンプルな操作性に加え、ドロップレットを形成しないエアロゾルフリーの安全なソーティングが可能になります。デモンストレーションにて、MACSQuant Tytoによるユニークなソーティング原理、簡便な設定/操作性能をこの機会にぜひご体感ください。



カートリッジサイズ (L x W x H) 30 x 95 x 50 mm



- 誰でも・いつでも簡単操作
- ストレスフリーなセルソーター
- 閉鎖系のため感染サンプルにも適用
- カートリッジには4つのタイプが
通常タイプ、ハイスピードタイプ、ラージセルタイプ
GMPタイプ

Tytoソーターは、細胞を分取したいと思ったその時に電源を入れるだけでReady-to-Useです。Jet-in-Air法の従来セルソーターとは異なり、優しく細胞を分離できるので、細胞治療、メタボローム解析などで大きなアドバンテージを発揮します。

また装置本体に流路がない閉鎖系使い捨てカートリッジのため、今までソーターに流せなかった様々なサンプルがソーティング可能です。

要・参加登録
参加登録はこちら



開催日時：2026年 10月 7日（水）17:00 – 18:00

開催方法：オンライン(Microsoft Teams)

申込先：<https://scan.page/IBn0zc>

内容：・装置概要


・解析方法・コントロールサンプルの取扱いに関して

・デモ、持込時のサンプルの注意事項

説明演者：ミルテニーバイオテク(株) 小川 文昭

何もかもが新しい“使い捨て”次世代セルソーター

MACSQuant® Tyto®



デモ機をご使用いただけます！

設置期間：2026年 **10月20日** (火) ～ **10月29日** (木)

設置場所：医学部共同実験室 融合棟5階 共同実験室

申込み：<https://scan.page/Ha20Hf>
または、QRコードよりお申し込みください。



【締切り：各日時の1週間前まで】

日程は下記をご参照ください。

デモ日程



10月20(火)		13:00～15:00	15:30～17:30
10月21(水)	10:00～12:00	13:00～15:00	15:30～17:30
10月22(木)	10:00～12:00	13:00～15:00	15:30～17:30
10月23(金)	10:00～12:00	13:00～15:00	15:30～17:30

* デモにご参加いただいた方は枠外の空いている日、時間にも機器をご利用いただけます。